

Lumitester Smart e LuciPac A3/Pen



Guida rapida

Questa Guida rapida è concepita in modo che anche i nuovi utenti possano capire come usare e approfittare della comodità di Lumitester Smart e LuciPac A3/Pen. Per un uso corretto e le precauzioni da adottare con reagenti e prodotto, fare riferimento ai relativi manuali. Il manuale di istruzioni del prodotto può essere scaricato dal seguente link: <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Gestione più intelligente dell'igiene utilizzando l'applicazione

- Collegarsi allo smartphone o al tablet.
- Utilizzare l'applicazione dedicata "Lumitester".
- L'applicazione riflette automaticamente il risultato dell'ispezione. Anche l'andamento precedente è di facile comprensione.
- I risultati dei test sono salvati nell'archivio cloud e possono essere visualizzati da più dispositivi smart.

1 Contenuto della confezione

- 1 Lumitester Smart
- 1 Cinturino
- 1 cavo USB
- 2 batterie alcaline di tipo AA (per il)
- 3 spazzole per la pulizia
- 1 Guida rapida

2 Configurazione

Come inserire le batterie e accendere/spengere il Bluetooth
Il supporto batteria e l'interruttore Bluetooth ON/OFF si trovano all'interno del vano batteria. L'interruttore Bluetooth è settato su OFF come impostazione di fabbrica.

Per aprire/chiedere il vano batteria

- Premere "PUSH" per estrarre il supporto.
- Premere sul seno che contraddistingue il vano batteria per rimuovere il



- Al termine dell'operazione, riposizionare il coperchio sul vano batteria.

Inserire le batterie

Inserire due batterie alcaline nuove di tipo AA o due batterie ricaricabili al nichel-idruro di metallo di tipo AA, prestando attenzione alle polarità.



Accensione/spengimento Bluetooth

Per collegare l'applicazione a uno smartphone e/o a un tablet, settare l'interruttore Bluetooth su ON. Sull'unità schermo appare il segnale Bluetooth ON.



Attenzione

- Le frequenze radio e le modalità di comunicazione consentite sono definite per ciascun Paese. In alcuni Paesi, può essere obbligatorio registrare i dispositivi wireless. Far riferimento al sito web di seguito per un elenco dei Paesi in cui è possibile usare il Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Nei Paesi non elencati, impostare l'interruttore Bluetooth su OFF.
- Il Bluetooth non può essere utilizzato per collegare il dispositivo a un PC. Si prega di utilizzare il cavo USB in dotazione.

Questa Guida rapida descrive la misurazione per smartphone e/o tablet collegati al prodotto. La misurazione può essere effettuata anche utilizzando solo il prodotto e "LuciPac A3/Pen". Per la misurazione con un PC collegato o utilizzando solo il prodotto, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

Utilizzare l'applicazione (gratuita)



- Scaricare l'applicazione con il codice QR o l'URL sullo smartphone o sul tablet. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>



- Avviare l'applicazione e seguire le istruzioni sullo schermo per configurarla. Se è la prima volta che si usa l'applicazione, è necessario registrarsi. Gli utenti registrati possono accedere inserendo il proprio ID e la password.



- Quando appare la schermata di connessione del dispositivo smart, accendere il prodotto. Se il Bluetooth non è acceso, settarlo su ON nella schermata delle impostazioni.



- Selezionare il numero seriale del prodotto sulla schermata dell'applicazione. Ciò consente di sincronizzare automaticamente ora, data e marcatura temporale dei dati di misurazione.



- Una volta stabilita la connessione, la sigla BLE apparirà sull'indicatore di stato.
- Quando appare la schermata iniziale, lo smartphone/tablet e il prodotto sono pronti all'uso.

Per dettagli sull'applicazione, fare riferimento alla sezione Aiuto all'interno della stessa.

3 Come effettuare un tampone



- Tenere premuto per un po' il pulsante di accensione.
- Avviare l'applicazione, selezionare il punto di test e cominciare la misurazione.
- Eseguire il tampone. (Per maggiori dettagli su "LuciPac A3/Pen", fare riferimento al manuale operativo.)
- Aprire il vano della camera di misurazione e posizionarvi la "LuciPac A3/Pen".
- Chiudere il vano della camera di misurazione e premere START. La misurazione si avvia. Il risultato della misurazione viene mostrato al termine del conto alla rovescia.
- Rimuovere la "LuciPac A3/Pen" al termine della misurazione. Se la provetta "LuciPac A3/Pen" non viene rimossa dalla camera di misurazione, il segnale acustico continua a suonare. Per lo smaltimento di "LuciPac A3/Pen", seguire le normative delle amministrazioni locali.

4 Verificare il risultato con l'applicazione



- Il risultato della misurazione viene inviato automaticamente allo smartphone o al tablet e visualizzato sul punto di test dell'applicazione.
- Se al punto di test è impostato un valore di riferimento, è possibile determinare immediatamente l'esito superato o fallito.
- Il grafico dell'andamento viene visualizzato automaticamente per ciascun punto di test.
- Il tasso di successo e il grafico di ciascun punto di test possono essere verificati con la funzione di analisi dell'applicazione.

*Le schermate dell'applicazione sono in via di sviluppo.

Per dettagli sull'applicazione, fare riferimento alla sezione Aiuto

5 Precauzioni per un uso sicuro e corretto

- Questo prodotto è pensato per l'esame del tampone per ATP. Non utilizzare il prodotto per usi diversi.

Leggere attentamente per un uso corretto del prodotto.

Questa sezione "Precauzioni per un uso sicuro e corretto" deve essere letta attentamente prima di utilizzare il prodotto. I messaggi precauzionali qui elencati fanno riferimento a importanti questioni relative alla sicurezza, nonché a guasti e malfunzionamenti.

- Attenzio** Maneggiare il prodotto in modo scorretto può causare lesioni o danni.
- Divieto** Indica cosa NON si deve fare quando si maneggia il prodotto.

Attenzio	
Non smontare o modificare il prodotto. Potrebbero verificarsi incendi, folgorazioni o guasti.	Non toccare con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi folgorazioni o malfunzionamenti.
Non fare pressioni e non strofinare lo schermo e il pannello di controllo con oggetti duri o appuntiti. Potrebbero verificarsi lesioni o guasti.	Non usare batterie diverse da quelle specificate (batterie alcaline di tipo AA o batterie ricaricabili al nichel-idruro di metallo di tipo AA). Potrebbero verificarsi incendi, lesioni o guasti.
Non applicare solventi organici per pulire il prodotto. Potrebbero verificarsi incendi, folgorazioni o guasti.	Rimuovere le batterie quando il prodotto deve essere riposto per un lungo periodo di tempo. In caso contrario, possono verificarsi perdita di liquido ed esplosione.
Non usare e non riporre il prodotto in luoghi esposti alla luce solare diretta, polverosi e/o a elevata temperatura/umidità. Potrebbero verificarsi incendi o guasti.	Non posizionare il prodotto in luoghi in cui si raggiungono temperature elevate (vicino al fuoco, vicino alla stufa o sotto il sole rovente). Potrebbero verificarsi incendi, ustioni o guasti.

6 Servizio post-vendita

Garanzia

Il periodo di garanzia per Lumitester Smart è di un anno dalla data d'acquisto. Tuttavia, negli stati membri dell'UE dove è in vigore la Direttiva 1999/44/CE, la garanzia dura due anni dalla data d'acquisto. Se durante il periodo di garanzia si verifica un malfunzionamento, effettueremo una riparazione o forniremo dei pezzi di ricambio gratuitamente. Tuttavia, tali riparazioni si limitano ai malfunzionamenti derivati da difetti nei materiali o di fabbricazione del prodotto. Inoltre, si prega di notare che i seguenti casi non sono coperti dalla garanzia, anche se si verificano durante il periodo di risarcimento.

- Quando non ci sono documenti o atti che possano convalidare la data d'acquisto.
- Indipendentemente dall'effettiva presenza di un difetto, la perdita dei contenuti derivanti dall'impossibilità di visualizzare o caricare su un PC i dati in memoria e quelli delle impostazioni.
- Eventuali guasti o danni, o qualsiasi altro tipo di perdita verificatasi maneggiando o utilizzando il prodotto in modo contrario a quello descritto nel manuale di istruzioni, per negligenza, modificando o ritoccando in altro modo il prodotto, o per una calamità naturale che sfugge al controllo dell'uomo.

L'ambito di risarcimento del prodotto si limita a quanto coperto da questa sezione dedicata alla garanzia e il risarcimento di qualsiasi altro tipo di perdita o danno, compresi quelli indiretti o speciali, non è contemplato.

Allo scopo di migliorare le prestazioni, le specifiche possono cambiare senza preavviso.

Rilasciato da:

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Giappone
TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>