

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen



Manual de consulta rápida

Este manual de consulta rápida foi concebido de forma a que mesmo os utilizadores inexperientes possam compreender como utilizar e possam sentir a conveniência do Lumitester Smart e LuciPac A3/Pen. Para uma utilização correta e precauções dos reagentes e produto, consulte os manuais relevantes.

O manual de instruções do produto pode ser transferido a partir da seguinte hiperligação:
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Gestão de higiene mais inteligente utilizando a aplicação

- Estabelecer ligação com um smartphone ou tablet.
- Uso da aplicação dedicada "Lumitester".
- A aplicação reflete automaticamente o resultado da inspeção. É igualmente fácil perceber tendências passadas.
- Os resultados do teste são guardados na nuvem e podem ser visualizados por múltiplos dispositivos móveis.

1 Conteúdo da embalagem



2 Configuração

Como inserir as pilhas e ligar ou desligar (ON/OFF) o Bluetooth.

O suporte das pilhas e o interruptor Ligar/Desligar (ON/OFF) do Bluetooth estão localizados dentro da tampa das pilhas. Com a configuração de fábrica o interruptor Ligar/Desligar (ON/OFF) do Bluetooth está em DESLIGADO (OFF).

Abrir/fechar a tampa das pilhas

- Carregue em "PREMIR" (PUSH) para instalar o suporte.
- Carregue na marca na tampa das pilhas para remover a tampa.



- Torne a encaixar a tampa das pilhas quando estiver concluída toda a operação.

Coloque as pilhas

Insira duas pilhas alcalinas AA novas ou duas pilhas de níquel-hidreto AA carregadas, tendo atenção às polaridades.



Ligar/Desligar (ON/OFF) o Bluetooth

Para associar a Aplicação com um smartphone e/ou tablet, configure o interruptor Ligar/Desligar (ON/OFF) do Bluetooth para LIGADO (ON). O sinal de Bluetooth LIGADO (ON) surge na unidade do visor.



Cuidado


- As bandas de frequência rádio e métodos de comunicação que podem ser utilizados encontram-se definidos para cada país. Em alguns países pode ser obrigatório proceder ao registo dos dispositivos sem fios. Consulte no web site abaixo os países onde pode ser utilizado Bluetooth. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Num país que não conste da lista abaixo, configure o interruptor Bluetooth para Desligado (OFF).
- O Bluetooth não pode ser utilizado para ligar a um PC. Utilize o cabo USB fornecido.

Este manual rápido descreve a medição para associar o smartphone e/ou tablet ao produto. A medição pode também ser tomada utilizando apenas o produto e "LuciPac A3/Pen". Para medição durante a associação com um PC ou medição utilizando só o produto, consulte o manual de instruções.

Utilização da aplicação (gratuita)




- Transfira a Aplicação através do código QR ou URL para o smartphone ou tablet. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>



- Inicie a aplicação e siga as instruções no ecrã para a configuração da aplicação. É necessário o registo inicial durante a utilização da aplicação pela primeira vez. Os utilizadores registados podem iniciar a sessão introduzindo a sua ID e palavra-passe.



- Quando surge o ecrã de ligação do dispositivo, ligue a energia do produto. Se o Bluetooth não estiver LIGADO (ON), defina LIGADO (ON) no ecrã de configuração.



- Selecione o número de série do produto no ecrã da aplicação. Este permite a sincronização automática da hora e data e registo da hora dos dados de medição.



- Com a ligação estabelecida, é visível BLE no indicador de estado.
- Quando surge o ecrã inicial, o smartphone/tablet e o produto estão prontos a serem utilizados.

Consulte mais detalhes sobre a aplicação na Ajuda (Help) dentro da aplicação.

3 Como proceder ao teste com zaragatoa



- Carregue no botão de energia do produto por um momento.
- Inicie a aplicação, selecione o ponto de teste e comece a medição.
- Execute o teste com zaragatoa. (Consulte mais pormenores sobre o "LuciPac A3/Pen" no manual de instruções).
- Abra a tampa da câmara de medição e coloque o "LuciPac A3/Pen" na câmara.
- Feche a tampa da câmara de medição e carregue em INICIAR (START). Tem início a medição. O resultado da medição será exibido após a contagem decrescente.
- Retire o "LuciPac A3/Pen" depois da medição. Quando o tubo "LuciPac A3/Pen" não é removido da câmara de medição, o alarme de erro continua a soar.

Siga os regulamentos governamentais locais para descartar o "LuciPac A3/Pen".

4 Verificar o resultado com a aplicação



- O resultado da medição é enviado automaticamente a partir do produto para o smartphone ou tablet e é apresentado no ponto de teste da aplicação.
- Se for definido um valor de referência no ponto de teste, é possível determinar imediatamente se um resultado é aprovado ou reprovado.
- O gráfico de tendências é apresentado automaticamente em cada ponto de teste.
- A taxa de aprovações e gráfico para cada ponto de teste podem ser verificados com a função de análise da aplicação.

*Os ecrãs da aplicação estão em desenvolvimento.

Consulte mais detalhes sobre a aplicação na Ajuda (Help) dentro da aplicação.

5 Precauções para uma utilização segura e adequada

- Este produto foi desenhado para o Teste ATP com zaragatoa. Não utilizar este produto para qualquer outra finalidade.

É favor ler cuidadosamente para utilizar corretamente o produto.

Esta secção "Precauções para uma utilização segura e correta" deve ser lida cuidadosamente antes de utilizar o produto. As mensagens de precaução indicadas aqui referem questões importantes de segurança, assim como avarias e deficiências.

- Cuidado** Se não for devidamente manuseado, o produto pode acarretar danos físicos ou materiais.
- Proibido** Indica o que NÃO se deve fazer durante o manuseamento do produto.

Cuidado	
Não desmontar ou modificar o produto. Pode causar um incêndio, choque elétrico ou avaria.	Não toque com as mãos molhadas. Pode causar choque elétrico ou avaria.
Não carregue nem esfregue o visor e o painel de operações com objetos duros ou afiados. Poderia causar lesões ou avaria.	Não utilizar pilhas que não correspondam ao especificado (pilhas alcalinas AA ou pilhas níquel hidreto AA carregadas). Poderia causar um incêndio, lesões ou avaria.
Não aplicar solventes orgânicos para limpar o produto. Pode causar um incêndio, choque elétrico ou avaria.	Remova as pilhas se tiver intenção de armazenar o produto por um longo período de tempo. Caso contrário pode causar fugas de líquido e rutura.
Não utilizar nem guardar o produto em locais expostos à luz solar direta, ao pó e/ou temperatura/humidade elevadas. Pode causar um incêndio, uma queimadura ou avaria.	Não coloque o produto em locais onde a temperatura suba muito (próximo de fogo, próximo de um aquecimento ou sob um sol forte). Pode causar um incêndio, uma queimadura ou avaria.

6 Assistência pós-venda

Garantia

O período de garantia para o Lumitester Smart é de um ano a contar da data da aquisição. No entanto, nos estados-membro da UE onde vigora a diretiva UE 1999/44/CE é de dois anos a contar da data da aquisição. Em caso de avaria durante o período de garantia procederemos a uma reparação gratuita ou forneceremos peças de substituição. No entanto, a compensação está limitada a avarias derivadas de defeitos no material deste produto ou do fabrico. Além disso, chamamos a atenção para o facto de os casos seguintes não estarem abrangidos pela garantia, mesmo durante o período de compensação.

- Quando não existe um documento ou registo que possa validar a data de aquisição.
- Independentemente da existência ou não de um defeito, a perda de conteúdos registados em resultado da incapacidade de mostrar ou carregar para um PC os dados de memória e dados de configuração.
- Qualquer falha ou dano ou qualquer outra perda sofrida com a operação ou utilização do produto contra o que está descrito no manual de instruções, por descuido durante a utilização, modificação ou qualquer outra remodelação deste produto ou ser afetado por um desastre natural além do controlo humano.

O âmbito de indemnização por falha deste produto limita-se à indemnização coberta por esta secção de garantia e indemnização por qualquer outra perda ou dano incluindo perda ou dano indireto ou especial não está incluída no âmbito da indemnização.

Para melhoramento do desempenho, as especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Emitido por:

Kikkoman Biochemifa Company
 2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japão
 TEL: +81-3-5521-5481 FAX: +81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>