



**POUR UN ENVIRONNEMENT SALUBRE
SUR TOUS LES LIEUX DE TRAVAIL**

Lumitester™ Smart

Contrôle de l'hygiène
en trois étapes simples

Accès depuis n'importe où
avec stockage sur le cloud



Visualisez les données grâce
à l'application

Avec détection **A3**
ATP+ADP+AMP

kikkoman

Plus fiable et plus sensible

A3 détecte ce qui échappe aux autres



FAIRE DU CONTRÔLE DE L'HYGIÈNE UNE HABITUDE POUR TOUS

Grâce à l'application, tout le monde peut facilement vérifier la propreté



Mesure | Facile à utiliser, résultats en 10 secondes

STEP 1

Écouvillon

Prélevez l'échantillon et insérez l'écouvillon dans le corps principal



STEP 2

Mesurez

Secouez bien et insérez dans le Lumitester



STEP 3

Analysez

Mesures (RLU) affichées en 10 secondes



Compréhension | Application permettant de contrôler en permanence plusieurs données

Les données enregistrées peuvent être affichées en séries chronologiques en vous enregistrant à l'aide de notre application spécialisée. Les taux de réussite aux inspections sont automatiquement représentés graphiquement et les améliorations peuvent être visualisées. Les employés seront plus conscients de l'hygiène et maintiendront un niveau élevé d'assainissement de l'environnement, ce qui contribuera à renforcer la confiance dans votre entreprise



Affichez les données chronologiques pour chaque inspection



Consultez les résultats globaux des inspections à l'aide de graphiques



Conne | Données multisites centralisées avec gestion des données sur le cloud

Les données sont stockées sur le cloud et peuvent être consultées partout dans le monde. Cela permet une détection et une réponse rapides à tout problème qui pourrait survenir.



■ Lumitester™ Smart Code du produit : 61234

| | |
|---------------------------|---|
| Temps de mesure | 10 secondes |
| Sortie des données | RLU (unité de lumière relative) |
| Alimentation | 2 piles rechargeables alcalines ou à l'hydrure de nickel (AA) |
| Accessoires | 2 piles alcalines (AA), brosse de nettoyage, câble USB, courroie, manuel rapide |

- ✗ N'utilisez pas ce produit à des fins autres que la surveillance de l'hygiène.
- ✗ Lucipac A3 et Lumitester Smart ne doivent pas être utilisés pour le comptage des bactéries vivantes en général ou la détection d'agents pathogènes spécifiques.

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| LuciPac™ A3 Surface | Code produit : 60361 | 100 écouvillons/kit |
| LuciPac™ A3 Water | Code produit : 60365 | 100 écouvillons/kit |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Conditions de stockage | 2-8 °C (ne pas congeler) |
| 25 °C | 14 jours (non ouvert) |
| 30 °C | 5 jours (non ouvert) |
| Expiration | 15 mois après la date de fabrication |

- ✗ Utilisez LuciPac A3 pour Lumitester Smart, PD-30 ou PD-20. Ne l'utilisez pas pour d'autres modèles.

Kikkoman Biochemifa Company

2-1-1 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003 JAPON
TÉL. : +81-3-5521-5481 FAX : +81-3-5521-5498
biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
http://www.kikkoman3.com/
http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/



Scannez pour plus d'informations sur le système de contrôle de l'hygiène A3