

## Incubadora "Thermocult"

### HyServe HyCubate

#### Aplicación:

#### Incubadora de pequeño tamaño para la detección de microorganismos:

- ◆ Ideal para incubar Easy Plates (**AC, ACR, SA, EB, EC, CC**)
- ◆ Presencia o ausencia de Coliformes Totales y E. coli (máx. 8 determinaciones)  
\*(EC Blue y EC Blue 100P & MPN Device)
- ◆ Compatible con Listeria TranSwab, Coliform TranSwab y Salmonella TranSwab.  
\*Easy Plate YMR require una temperatura de 25°C.
- ◆ Enumeración de bacterias por filtración por membrana (máx. 30 determinaciones)



Temperatura preestablecida: **35 +/- 2°C**.  
Fácilmente legible en el termómetro incorporado.

Temperatura ajustable aprox. hasta **42 °C**.

La puerta transparente permite un control visual y una comprobación rápida.

Adecuado para montaje o colocación horizontal o vertical.

Dimensiones: 30 x 17 x 15 cm  
Cámara de trabajo: 21 x 14,5 x 11 cm  
Peso: Aprox. 1,3 kg

Tensión nominal: 230 V 50/60 Hz, (115 V bajo pedido) potencia nominal 30 W  
Clase de protección: II  
Interferencias de radio suprimidas: N (VDE 0875),  
CE Accesorios: Estantes